

Yhteystiedot

Aidian Oy
info@aidian.fi
050 380 9684

Tilaukset: Mediq Suomi Oy
puh. 020 112 1510 tai asiakaspalvelu@mediq.com

www.aidian.fi
www.quikread.com
www.tacklearm.com

QuikRead go CRP	Tuotenro.	Tilausno. Mediq Suomi
QuikRead go CRP, 50 testiä sisältää kapillaariputket ja männät	133891	1700552
QuikRead go CRP Control	153764	1703061
QuikRead go CRP Control High	153763	1703062

QuikRead go CRP+Hb	Tuotenro.	Tilausno. Mediq Suomi
QuikRead go CRP+Hb, 50 testiä sisältää kapillaariputket ja männät	140066	1550522
QuikRead go CRP Control	153764	1703061
QuikRead go CRP Control High	153763	1703062
QuikRead go Hb Control	141154	1550278

QuikRead go Strep A	Tuotenro.	Tilausno. Mediq Suomi
QuikRead go Strep A, 50 testiä sisältää kontrollit	135883	1550319

QuikRead go iFOBt	Tuotenro.	Tilausno. Mediq Suomi
QuikRead go iFOBt, 50 testiä	151051	1702624
QuikRead go iFOB -näytteenottopakkaus, 50 näytteenotinta	151052	1702625
QuikRead go iFOBt Control Quantitative	152390	-
QuikRead go FOB Positive Control	06027	06027

QuikRead go HbA1c	Tuotenro.	Tilausno. Mediq Suomi
QuikRead go HbA1c, 25 testiä sis. QuikRead go Sample Collector 1 µl	151058	1703578
QuikRead go HbA1c Control Set	154520	1703579

QuikRead go wrCRP	Tuotenro.	Tilausno. Mediq Suomi
QuikRead go wrCRP, 50 testiä sisältää kapillaariputket ja männät	146521	1701126
QuikRead go CRP Control Low	153765	1703060
QuikRead go CRP Control	153764	1703061
QuikRead go CRP Control High	153763	1703062


QuikRead go wrCRP+Hb	Tuotenro.	Tilausno. Mediq Suomi
QuikRead go wrCRP+Hb, 50 testiä sisältää kapillaariputket ja männät	146255	1701127
QuikRead go CRP Control Low	153765	1703060
QuikRead go CRP Control	153764	1703061
QuikRead go CRP Control High	153763	1703062
QuikRead go Hb 10 µl Control	153656	1702845

QuikRead go easy CRP	Tuotenro.	Tilausno. Mediq Suomi
QuikRead go easy CRP, 50 testiä sis. QuikRead go Sample Collector 10 µl	153287	1703003
QuikRead go CRP Control Low	153765	1703060
QuikRead go CRP Control	153764	1703061
QuikRead go CRP Control High	153763	1703062


QuikRead go -laite	Tuotenro.	Tilausno. Mediq Suomi
QuikRead go -laite (FI, SE, NO, DK, CZ, SK, PL, HU)	135867	-

Lisätietoja QuikRead go -lisävarusteista: www.aidian.fi

Helppokäyttöinen!



Näyte



Mittaus



Tulos

Viitteet

1. Crocker J et al. Implementation of Point-of-Care Testing in an Ambulatory Practice of an Academic Medical Center. *Am J Clin Pathol* 2014; 142:640-646.
2. Data on file.
3. Minnaard M et al. Analytical performance, agreement and user-friendliness of five creative protein point-of-care tests. *Scand J Clin Lab Invest* 2013; 73:627-634.
4. Hernández-Bou S et al. Evaluation of the bedside QuikRead go® CRP test in the management of febrile infants at the emergency department. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis* 2017; 36:1205-1211.

Tulokset, joihin voit luottaa.

QuikRead go® vieritestaukseen



AIDIAN

www.aidian.fi

AIDIAN

Säästä aikaa tehostamalla toimintaa monipuolisella vieritestausjärjestelmällä¹.



QuikRead go[®]

Käytettävissä olevat analyytit

HbA1c / CRP / CRP+Hb / Strep A / FOB



Vieritestauksella voidaan tehostaa huomattavasti klinisiä hoitokäytäntöjä sekä toimenpiteitä ja vähentää niistä aiheutuvia kustannuksia. Vieritestauksen taloudelliset hyödyt voidaan toteuttaa erilaisissa terveydenhuollon palveluympäristöissä.¹

Laadukkaat tulokset muutamassa minuutissa **tukevat sinua** diagnoosien ja hoitopäätösten tekemisessä. Pieni ja helposti liikuteltava laite mahdollistaa testauksen erilaisissa terveydenhuoltoympäristöissä.²⁻⁴

Testaa **huolettomasti** tehokkaalla, kestävällä ja helppokäyttöisellä vieritestilaitteella. Edistykselliset liitettävyysominaisuudet ja automaattinen testausmenettely varmistavat paremman jäljitettävyyden vieritestauksessa.²⁻⁴

Nopea



- Tulokset muutamassa minuutissa
- Vähän manuaalivaiheita
- Luotettavat tulokset potilaskäynnin yhteydessä
- Tukee sinua tehokkaasti oikeiden diagnoosien ja hoitopäätösten tekemisessä potilaskäynnin aikana²⁻⁴

Luotettava



- Laiteluentaiset tulokset varmistavat luotettavan tulkinnan
- Luotettavat tulokset – verrattavissa laboratorion testituloksiin²⁻⁴
- Kestävä laite
- Lähes 50 000 QuikRead- ja QuikRead go -laitetta käytössä maailmanlaajuisesti

Huoleton



- Huoltovapaa
- Käynnistä ja käytä
- Käyttövalmiit reagenssit
- Täysin automaattinen testausmenettely
- Interaktiivinen käyttöliittymä on saatavana 23 eri kielellä
- Akkukäyttöisyys mahdollistaa helpon liikuteltavuuden

Jäljitettävä



- Tulokset ja kaikki testaustiedot tallentuvat automaattisesti laitteen muistiin
- Potilas- ja käyttäjätunnukset parantavat testauksen jäljitettävyyttä
- Yhdistettävissä useimpiin sairaala- ja laboratoriotietojärjestelmiin (HIS/LIS)
- POCT1-A2 kaksisuuntainen liitäntä edistyksellisillä ominaisuuksilla
- LIS01-A2 yksisuuntainen liitäntä