

microINR



microINR

INR-tulos helposti ja nopeasti

ORION
DIAGNOSTICA

INR-tulos helposti ja nopeasti

Varfariinia käytetään verenhennuslääkkeenä eli antikoagulanttina, joka pidentää veren hyytymisaikaa. Sitä käytetään verisuonitukoksien ehkäisemiseen ja hoitoon. Lääkkeen tehoon vaikuttaa useat tekijät ja siksi hoito vaatii säännöllistä ja yksilöllistä seuranta. Seuranta voidaan tehdä kätevästi sormenpäverinäytteestä hyytymisaikaa mittaavalla INR-pikamittarilla. INR-tulosta hyödynnetään varfariinihoidossa olevien potilaiden oikean lääkeannoksen säätämisessä.

Etuja...

HELPPO KÄYTTÄÄ

- » Pienikokoinen täysautomaattinen laite
- » Suuri selkeä näyttö
- » Laitteessa 200 tuloksen muisti
- » Ei vaadi kalibrointia
- » Yksittäispakatut testiliuskat säilyvät huoneenlämmössä
- » Helppo näytteenotto
- » Pieni näytemäärä: 3 µl sormenpäaverta

LUOTETTAVA JA NOPEA

- » Luotettava tulos alle minuutissa
- » Sisäänrakennetut kontrollit
- » Laitteelle on saatavana ulkoinen kontrolli
- » Mittausalue 0.8–8 INR



Käyttö on erittäin helppoa!



Aseta testiliuska



Näyte



Tulos

*Tarkemmat
tiedot saat
käyttöohjeesta*

Tuote	Tuotenumero	Tilausnro Mediq Suomi Oy:stä
microINR -laite	142353	-
microINR chips -testiliuskat, 25 kpl	149438	1702013
microINR EasyControl, 5x2 ml	144991	1700392



Orion Diagnostica kehittää, valmistaa ja markkinoi diagnostisia testejä terveydenhuollon ammattilaisille. Olemme jo yli 40 vuoden ajan olleet rakentamassa hyvinvointia.

Orion Diagnostica Oy
Koivu-Mankkaan tie 6 B, PL 83, 02101 Espoo
Puh. 010 426 2709, Faksi 010 426 2794,
www.oriondiagnostica.fi

8005-07FI, 03/2017

Lisätietoja tuotteista: puh. 010 426 2709
e-mail: suomi@oriondiagnostica.fi
Tilaukset: Mediq Suomi Oy, puh. 020 112 1510